


Anticorpo Policlonale Anti-Hras Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01112

Numero articolo: CM0029232



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'HRAS umano (p21ras). Validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Ras-MAPK e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HRAS Rabbit pAb
Note/Alias	CTLO; HAMSV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Specie	Umano
GeneID (umano)	3265
GeneID	3265
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'HRAS umano (NP_203524.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01112
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio