


Anticorpo Policlonale Anti-Hrh1 Per Wb, Elisa - P35367

Numero articolo: CM0013014



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il recettore H1 dell'istamina umana (HRH1). Adatto per applicazioni WB e ELISA. Rileva una proteina di 56kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione GPCR, allergia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HRH1 Rabbit pAb
Note / Alias	H1R; H1-R; HH1R; hisH1; HRH1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3269
ID gene	3269
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 250-340 dell'HRH1 umano (NP_000852.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P35367
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio