


Anti-Hrpt2 / Cdc73 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb E Elisa - Q6P1J9

Numero articolo: CM0018395



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio HRPT2 / CDC73 validato per Western blot (WB) ed ELISA su campioni umani. Bersaglia la parafibromina, un soppressore tumorale coinvolto nella trascrizione e nella segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HRPT2 / CDC73 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73
Specie	Umano
GenelD (Umano)	79577
GenelD	79577
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 435-505 dell'HRPT2 / CDC73 umano (Q6P1J9)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q6P1J9
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio