

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hrpt2/Cdc73 Per Wb Ed Elisa - Q6P1J9

Numero articolo: CM0004857

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HRPT2/CDC73 (Parafibromina). Validato per Western blot ed ELISA in umano, topo e ratto. Soppressore tumorale coinvolto nella regolazione della trascrizione e nella progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio HRPT2 / CDC73
Note/Alias	HYX; FIHP; HPTJT; HRPT1; HRPT2; C1orf28; HRPT2 / CDC73
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79577
GeneID	79577
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 di HRPT2 / CDC73 umano (NP_078805.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6P1J9
Peso Proteico	61 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio