

Anticorpo Policlonale Anti-Hs1Bp3 Per Wb, Elisa - Q53T59

Numero articolo: CM0025026

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HS1BP3 umano, adatto per Western blot e ELISA.

Reagisce incrociato con umano, topo e ratto.

Potenziale modulatore della segnalazione IL-2.

Peso molecolare 43 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HS1BP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ETM2; HS1-BP3; HS1BP3
Specie	Umano
GeneID	64342
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di HS1BP3 umano (NP_071905.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q53T59
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio