

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hs3St3A1 Per Wb, Elisa - Q9Y663

Numero articolo: CM0022546



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HS3ST3A1 umano, validato in WB ed ELISA. Eparan solfato 3-O-solfotransferasi coinvolta nella glicobiologia e nella ricerca sull'ingresso dell'HSV-1.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio anti-HS3ST3A1                                                                                                     |
| Note/Alias          | 3OST3A1, 3-OST-3A, HS3ST3A1                                                                                                       |
| Specie              | Umana                                                                                                                             |
| ID gene (umano)     | 9955                                                                                                                              |
| ID gene             | 9955                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-140 dell'HS3ST3A1 umano (NP_006033.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                             |
| SWISS               | Q9Y663                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 45kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                 |