

Anticorpo Monoclonale Anti-Proteina Interagente Con Hsc70 (Hip) Per Wb - P50502

Numero articolo: CM0008487

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-proteina interagente con Hsc70 (HIP) per WB ed ELISA. Riconosce ST13/HIP umano e murino, un co-chaperone citoplasmatico di Hsp70. Proteina di 41 kDa. UniProt P50502.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Hsc70-interacting protein (HIP) Rabbit mAb
Note / Alias	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; Hsc70-interacting protein (HIP)
Specie	Umana
GenelD (Umana)	6767
GenelD	6767
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 270-369 della proteina interagente con Hsc70 (HIP) umana (P50502).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P50502
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio