

Pab Coniglio Anti Proteina Interagente Con Hsc70 (Hip) - P50502

Numero articolo: CM0029145

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina umana interagente con Hsc70 (HIP/ST13) per Western blot (WB) e ELISA. Validato su uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle chaperone e studi sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAb coniglio proteina interagente con Hsc70 (HIP)
Annotazioni / Alias	HIP; HOP; P48; AAG2; SNC6; HSPABP; FAM10A1; FAM10A4; HSPABP1; PRO0786; proteina interagente con Hsc70 (HIP)
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	6767
GenelD	6767
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-369 della proteina umana interagente con Hsc70 (HIP) (NP_003923.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P50502
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio