

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsc70/Hspa8 Per Wb, Elisa - P11142

Numero articolo: CM0002936



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro Hsc70/HSPA8 umano (P11142). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul controllo di qualità delle proteine, sull'autofagia e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-Hsc70/HSPA8
Note/Alias	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3312
GeneID	3312
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 547-646 di Hsc70/HSPA8 umano (P11142)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11142
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio