

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hscb Per Wb Ed Elisa - Q8IWL3

Numero articolo: CM0015659



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HSCB umano (JAC1/HSC20), adatto per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio dei cluster ferro-zolfo mitocondriali e citoplasmatici, sull'incorporazione di SDHB e sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSCB Rabbit pAb
Note/alias	JAC1; HSC20; SIDBA5; DNAJC20; HSCB
Specie	Umano
ID del gene (umano)	150274
ID del gene	150274
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-235 di HSCB umano (NP_741999.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8IWL3
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante