

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hsd11B2 Per Wb, Elisa - P80365

Numero articolo: CM0027233

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'HSD11B2 umano (11-beta-idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2). Convalidato per WB ed ELISA, presenta cross-reattività con il ratto. Adatto per studi sul metabolismo dei glucocorticoidi e sul recettore dei mineralcorticoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSD11B2 pAb di coniglio
Note/Alias	AME; AME1; HSD2; HSD11K; SDR9C3; HSD11B2
Specie	Umano
ID Gene	3291 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 266-405 dell'HSD11B2 umano (NP_000187.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Ratto
SWISS	P80365
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio