


Anticorpo Policlonale Anti-Hsd17B1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14061

Numero articolo: CM0018620



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio HSD17B1 validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce HSD17B1 umano, di topo, di ratto (17 β -HSD1, 35kDa). Strumento essenziale per studiare la biosintesi degli estrogeni e il metabolismo degli steroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio HSD17B1
Note/Alias	E2DH; HSD17; EDHB17; EDH17B2; SDR28C1; 17-beta-HSD; 20-alpha-HSD; HSD17B1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3292
ID Gene	3292
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-328 di HSD17B1 umano (NP_000404.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14061
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio