

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hsd17B13 Per Wb, Elisa - Q7Z5P4

Numero articolo: CM0003110



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato all'HSD17B13 umano (Gene ID: 345275). Validato per Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico epatico e le malattie del fegato. SWISS: Q7Z5P4; Peso Proteico: 34kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	HSD17B13 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	345275
GeneID	345275
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-211 dell'HSD17B13 umano (NP_835236.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q7Z5P4
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio