

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hsd17B13 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Numero articolo: CM0027764



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HSD17B13, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva HSD17B13 umano, di topo e di ratto; mira alla ricerca sul metabolismo lipidico epatico. Specifico per la localizzazione nelle goccioline lipidiche e nel reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSD17B13 Rabbit pAb
Note/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Specie	Umana
GeneID (Umano)	345275
GeneID	345275
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z5P4
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio