

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hsd17B13 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q7Z5P4

Numero articolo: CM0020362



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HSD17B13 validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Rileva HSD17B13 umano e di ratto, un enzima epatico del metabolismo lipidico di circa 34 kDa. Ideale per la ricerca sul fegato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSD17B13 pAb di coniglio
Note/Alias	FLDP, SCDR9, NIIL497, SDR16C3, HMFN0376, HSD17B13
Specie	Umano
GeneID (umano)	345275
GeneID	345275
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 34-300 di HSD17B13 umano (NP_835236.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q7Z5P4
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante