

Anticorpo Monoclonale Anti-Hsd17B2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P37059

Numero articolo: CM0012475

introduzione

Anticorpo monoclonale diretto contro HSD17B2 umano (P37059), validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli steroidi e sulla regolazione endocrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HSD17B2 Rabbit mAb
Note/Alias	HSD17; SDR9C2; EDH17B2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3294
ID Gene	3294
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di HSD17B2 umano (NP_002144.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37059
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio