

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsd17B3 Per Wb Ed Elisa - P37058

Numero articolo: CM0025034

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro HSD17B3 umano, per WB ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Utile per lo studio della biosintesi degli androgeni e applicazioni diagnostiche correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSD17B3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EDH17B3; SDR12C2; HSD17B3
Specie	Umano
Gene ID	3293
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di HSD17B3 umano (NP_000188.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P37058
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio