

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsd17B7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P56937

Numero articolo: CM0022981

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia HSD17B7 umano (P56937), validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per la ricerca sul metabolismo degli ormoni steroidei e sulla biosintesi del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSD17B7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PRAP; SDR37C1; HSD17B7
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	51478
ID genico	51478
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-200 di HSD17B7 umano (NP_057455.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P56937
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio