

Anticorpo Policlonale Anti-Hsd17B8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92506

Numero articolo: CM0017222



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'HSD17B8 umano (Q92506), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della sintesi mitocondriale degli acidi grassi e del metabolismo degli steroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HSD17B8 Rabbit pAb
Note/Alias	KE6; FABG; HKE6; FABGL; RING2; H2-KE6; SDR30C1; D6S2245E; dj1033B10.9; HSD17B8
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7923
GenelD	7923
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92506
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio