

Anticorpo Policlonale Anti-Hsd3B1 Per Wb, If-P, Elisa - P14060

Numero articolo: CM0026048

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HSD3B1 umano, validato per WB, IF-P e ELISA. Rileva HSD3B1 endogeno in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla steroidogenesi e il metabolismo degli androgeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSD3B1 Rabbit pAb
Note/Alias	HSD3B; HSD3; HSD3A; SDR11E1; 3BETAHSD; HSD3B1
Specie	Umana
GeneID (umano)	3283
GeneID	3283
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-290 di HSD3B1 umano (NP_000853.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14060
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio