

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsd3B1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14060

Numero articolo: CM0002211

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HSD3B1 umano, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla steroidogenesi e sugli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio HSD3B1
Osservazioni/Alias	HSD3B; HSDB3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3283
GeneID	3283
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di HSD3B1 umano (P14060)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P14060
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio