

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hsd3B2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P26439

Numero articolo: CM0023541

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'HSD3B2 umano, validato per Western blotting (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Rileva HSD3B2 umano e murino. Ideale per la ricerca sulla steroidogenesi, la biosintesi ormonale e i disturbi endocrini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSD3B2 Rabbit pAb
Alias	HSDB; HSD3B; SDR11E2; HSD3B2
Specie	Umano
ID Gene	3284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-287 dell'HSD3B2 umano (NP_000189.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
Accessione UniProt	P26439
Peso molecolare	42kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico