


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsf1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q00613

Numero articolo: CM0004834



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HSF1 convalidato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta allo shock termico e sulla trascrizione. SWISS: Q00613.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSF1 Rabbit mAb
Note/Alias	HSTF1; HSF1
Specie	Umana
GeneID	3297
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 429-530 dell'HSF1 umano (NP_005517.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q00613
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio