


Anticorpo Policlonale Anti-Hsf1 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q00613

Numero articolo: CM0019642



introduzione

Anticorpo policlonale HSF1 coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA su Umano e Mouse. Fattore di trascrizione inducibile da stress centrale alla risposta allo shock termico. Adatto per ricerche sul cancro, biologia dello stress e latenza HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSF1 Rabbit pAb
Note/Alias	HSF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3297
GeneID	3297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 367-529 dell'HSF1 umano (NP_005517.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q00613
Peso proteico	52kDa/57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio