


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsf1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00613

Numero articolo: CM0015415



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia HSF1 (HSTF1), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Utile per la ricerca sulla risposta allo stress e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSF1 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	HSTF1; HSF1
Specie	Uomo
ID gene	3297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-529 di HSF1 umano (NP_005517.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q00613
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio