


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsl Per Wb, Elisa - Q05469

Numero articolo: CM0020663



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-HSL per applicazioni WB e ELISA, reattivo con HSL umano, di topo e di ratto. La lipasi ormonosensibile (HSL) svolge un ruolo chiave nel metabolismo lipidico idrolizzando trigliceridi e esteri di colesterile. Ideale per studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSL Rabbit pAb
Note/Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3991
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 900-1000 della LIPE umana (NP_005348.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q05469
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio