


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsl/Lipe Per Wb, If/Icc, Elisa - Q05469

Numero articolo: CM0007105



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HSL/LIPE umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico, sulla lipasi sensibile agli ormoni e sulla steroidogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio HSL/LIPE
Note/alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; HSL/LIPE
Specie	Umano
ID del gene (umano)	3991
ID del gene	3991
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 901-1000 di HSL/LIPE umano (NP_005348.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q05469
Peso della proteina	117 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio