

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsp105/Hsph1 Per Wb E Elisa - Q92598

Numero articolo: CM0009943



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina heat shock 105 kDa (HSP105/HSPH1) umana, adatto per Western Blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla risposta allo stress e sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSP105/HSPH1 Rabbit mAb
Note/Alias	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10808
GeneID	10808
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'HSP105/HSPH1 umana (Q92598)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q92598
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio