

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsp105/Hsph1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92598

Numero articolo: CM0030439



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'HSP105/HSPH1 umano (HSP105A/B, NY-CO-25). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress e sulle chaperonine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSP105/HSPH1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HSP105; HSP105A; HSP105B; NY-CO-25; HSP105/HSPH1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10808
ID gene	10808
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92598
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio