


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsp20/Hspb6 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14558

Numero articolo: CM0011233



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro HSP20/HSPB6 umano (O14558), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla funzione degli chaperoni molecolari, la risposta allo stress e la cardioprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HSP20/HSPB6
Note/Alias	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	126393
GeneID	126393
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-150 di HSP20/HSPB6 umano (O14558)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O14558
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante