


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsp20/Hspb6 Per Wb, Elisa - O14558

Numero articolo: CM0029088



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale di coniglio targeting HSP20/HSPB6 umano (Hsp20, HEL55), validato per WB e ELISA. Ha reattività crociata con il topo. È ideale per studiare la funzione delle chaperoni molecolari, la contrattilità cardiaca e le vie di risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSP20/HSPB6 Rabbit pAb
Note/alias	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	126393
GeneID	126393
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di HSP20/HSPB6 umano (NP_653218.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O14558
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio