


Anticorpo Monoclonale Anti-Hsp27/Hspb1 Per Wb - P04792

Numero articolo: CM0003964



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting HSP27/HSPB1 (P04792). Validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla risposta allo stress, chaperone e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HSP27/HSPB1 Rabbit mAb
Note/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3315
GeneID	3315
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio