


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsp27/Hspb1 [Validato Per Kd] Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P04792

Numero articolo: CM0009649



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HSP27/HSPB1 umano, validato per KD, adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Strumento affidabile per lo studio della funzione degli chaperoni molecolari, della risposta allo stress e della dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSP27/HSPB1 Rabbit mAb [Validato per KD]
Note/alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102
Specie	Umano
GeneID (umano)	3315
GeneID	3315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 di HSP27/HSPB1 umano (NP_001531.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P04792
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante