

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsp40 Per Wb, Fc, Elisa - P25685

Numero articolo: CM0004240



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni che bersaglia l'HSP40/DNAJB1 umano per WB, FC intracellulare e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulle interazioni con chaperon, proteine da shock termico e HSC70.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSP40 Rabbit mAb
Note / Alias	DNAJB1; HSPF1; Hdj1; Hsp40; RSPH16B; Sis1; dnaj homolog subfamily B member 1; HSP40
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	3337
ID gene	3337
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 241-340 del DNAJB1/HSP40 umano (NP_006136.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC (intracellulare), ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P25685
Peso proteico	27 kDa/38 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio