

Anticorpo Monoclonale Anti-Hsp47/Serpinh1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50454

Numero articolo: CM0003359

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-HSP47/SERPINH1 di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Indirizza la chaperone collagene serpin H1 per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HSP47/SERPINH1 Rabbit mAb
Note/Alias	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	871
GenelD	871
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 319-418 di HSP47/SERPINH1 umano (P50454).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P50454
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio