

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hsp47/Serpinh1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P50454

Numero articolo: CM0014979

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'HSP47 umano (SERPINH1, P50454) per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva l'HSP47 endogeno in campioni umani e di topo; ideale per studi sulle chaperon del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSP47/SERPINH1 Rabbit pAb
Note / Alias	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPROM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
Specie	Umana
GenelD (Umana)	871
GenelD	871
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 139-418 di HSP47/SERPINH1 umano (NP_001226.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P50454
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio