


Anticorpo Monoclonale Anti-Hsp60/Hspd1 (Mab Di Coniglio) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10809

Numero articolo: CM0003113



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HSP60/HSPD1 di alta qualità per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Validato in umano, topo, ratto e frumento; bersaglia la chaperonina mitocondriale HSP60 (61 kDa) per la ricerca sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio HSP60/HSPD1
Note/Alias	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3329
GeneID	3329
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Frumento
SWISS	P10809
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio