


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hsp60/Hspd1 Per Wb - P10809

Numero articolo: CM0015405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro HSP60/HSPD1 umano. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto alla ricerca sulle chaperonine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSP60/HSPD1 pAb di coniglio
Note/Alias	HLD4; CPN60; GROEL; HSP60; HSP65; SPG13; HSP-60; HuCHA60; HSP60/HSPD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3329
GeneID	3329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-240 di HSP60/HSPD1 umano (NP_002147.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P10809
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante