

Anticorpo Monoclonale Anti-Hsp70 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Numero articolo: CM0006886



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro HSP70 umano (HSPA1A/HSPA1B). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto, frumento e mais.

Immunogeno: amminoacidi 500-600 di HSP70.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HSP70
Note/Alias	HSP70; HSP72; HSPA1; HSP70I; HSP70-1; HSP70-2; HSP70.1; HSP70.2; HSP70-1A; HEL-S-103
Specie	Uomo
GeneID	3303/3304
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-600 di HSP70 umano. (NP_005336.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto, frumento, mais
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante