

Anti-Hsp70 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

Numero articolo: CM0002761



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting HSP70 umano (HSPA1A/HSPA1B). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio delle funzioni di chaperone, della risposta allo stress e delle vie di controllo della qualità delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HSP70 Coniglio mAb
Note/Alias	HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3303/3304
GeneID	3303/3304
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-600 dell'HSP70 umano (NP_005336.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso Proteico	70 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio