

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsp70/Hspa1A Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8/P0Dmv9

Numero articolo: CM0014129



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro HSP70 umano (HSPA1A), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cross-reattività con mouse e ratto. Mira alla molecola chaperone chiave coinvolta nella risposta allo stress e nel ripiegamento delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSP70 Rabbit pAb
Note/Alias	HSPA1A; HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3303/3304
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-600 di HSP70/HSPA1 umano (NP_005336.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
Peso proteico	70 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio