


Anticorpo Policlonale Anti-Hsp90A Per Wb, If/Icc, Elisa - P07900

Numero articolo: CM0013987



introduzione

Anticorpo policlonale Hsp90α di coniglio validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Targetizza la proteina da shock termico HSP 90-alfa, uno chaperone molecolare coinvolto nel controllo del ciclo cellulare e nella trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Hsp90α Rabbit pAb
Note/Alias	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p; Hsp90α
Specie	Umano
GeneID (umano)	3320
GeneID	3320
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P07900
Peso della proteina	85kDa
Spedizione	Borsa refrigerante