


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hsp90A/B Per Wb, Elisa - P07900 / P08238

Numero articolo: CM0010290



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro Hsp90α/β umano, validato per WB e ELISA. Adatto per ricerche sulle chaperone, la trasduzione del segnale e studi sull'importazione mitocondriale. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto e scimmia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Hsp90α/β Rabbit mAb
Note/Alias	EL52; HEL-S-65p; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp103; Hsp89; Hsp90; LAP-2; LAP2; Hsp90α/β
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3320/3326
ID gene	3320/3326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 533-732 di Hsp90α umano (P07900)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P07900/P08238
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio