


Anticorpo Policlonale Anti-Hsp90B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Numero articolo: CM0024163



introduzione

pAb di coniglio Hsp90 β convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce HSP90-beta umana (P08238), cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione mediata da chaperone e delle risposte allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	pAb di coniglio Hsp90 β
Osservazioni/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90 β
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3326
GeneID	3326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di Hsp90 β umana (NP_031381.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08238
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio