


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hsp90B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08238

Numero articolo: CM0006425



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Hsp90 β validato per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e riso. Ideale per studi sulle proteine da shock termico e chaperon.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Hsp90 β mAb Coniglio
Note/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90 β
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di Hsp90 β umana. (NP_031381.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Riso
SWISS	P08238
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio