


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hsp90B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08238

Numero articolo: CM0018086



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Hsp90β (validato KO) per Western blotting, IHC-P e ELISA; reattivo con uomo, topo, ratto. Strumento essenziale per studiare la funzione delle chaperoni molecolari nella trasduzione del segnale, nella risposta allo stress e nel controllo del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] Hsp90β Rabbit pAb
Note/Alias	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0β
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3326
GeneID	3326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della Hsp90β umana (NP_031381.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08238
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio