

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hspa14 Per Wb, Elisa - Q0Vdf9

Numero articolo: CM0029354

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HSPA14 umano, validato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Per studi sul complesso associato ai ribosomi e sul folding proteico. Ordina da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	HSPA14 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51182
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-509 di HSPA14 umano (NP_057383.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q0VDF9
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio