

Anticorpo Policlonale Anti-Hspa1L Per Wb - P34931

Numero articolo: CM0018908



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HSPA1L per WB ed ELISA, che riconosce HSPA1L umano e murino. Ideale per lo studio delle funzioni delle chaperon molecolari, del controllo qualità delle proteine e della spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HSPA1L pAb di coniglio
Note/Alias	HSP70T; hum70t; HSP70-1L; HSP70-HOM; HSPA1L
Specie	Umano
GeneID (umano)	3305
GeneID	3305
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 342-641 di HSPA1L umano (NP_005518.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P34931
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio