


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hspa2 - P54652

Numero articolo: CM0028942



introduzione

HSPA2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale ottenuto da coniglio, validato per Western Blot (WB), IF/ICC e ELISA. Reagisce con HSPA2 di uomo, topo e ratto, una proteina da shock termico coinvolta nelle funzioni di chaperone, nel controllo della qualità proteica e nella spermatogenesi. Ideale per studi sulla risposta allo stress e sulla biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSPA2 Rabbit pAb
Note/Alias	HSP70-2, HSP70-3, HSPA2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3306
GeneID	3306
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-639 di HSPA2 umano (NP_068814.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P54652
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio