

## Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Hspa4 Per Wb, Elisa - P34932

Numero articolo: CM0023863

### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro l'HSPA4 umano (heat shock 70 kDa protein 4, APG-2). Convalidato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biologia dello stress e sulle chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HSPA4 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Annotazioni / Alias | RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4                                                                      |
| Specie              | Uomo                                                                                                                             |
| GeneID (Uomo)       | 3308                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 680-840 dell'HSPA4 umano (NP_002145.3). |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS               | P34932                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 94kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                            |